


# Tecnologia innovativa

**ENDOMETRIOME™** è un test di screening che analizza il DNA estratto da tessuto o fluido endometriale.

Il DNA estratto viene analizzato mediante l'utilizzo delle più avanzate tecnologie NGS (Next Generation Sequencing), in grado di produrre un preciso e completo profilo del microbioma endometriale.



## Ricerca mutazioni del DNA

Avanzata analisi bioinformatica per l'identificazione di mutazioni nei geni analizzati.

# Accuratezza del test ENDOMETRIOME™

Il test **ENDOMETRIOME™** grazie alle tecniche di sequenziamento utilizzate produce risultati con un'accuratezza superiore al 99%.



# ENDOMETRIOME

Soluzioni diagnostiche all'avanguardia dedicate alla medicina della riproduzione



Test eseguito in Italia  
(Roma o Milano)



Oltre 20 anni di esperienza  
in diagnostica molecolare



Accreditamento ISO 17025  
accreditamento SSN



Oltre 250.000 esami  
genetici ogni anno



Tempi di refertazione:  
10 giorni



Team di genetisti



Test distribuito  
in tutto il mondo



Team di ricerca e sviluppo  
con numerose pubblicazioni  
sulle riviste di settore più quotate



# ENDOMETRIOME

Test genetico per lo studio del microbioma endometriale, utile ad aumentare il successo riproduttivo e indicato nei percorsi di riproduzione assistita



Genoma

**ROMA** Laboratori e Studi Medici  
Via Castel Giubileo, 11  
00138 Roma (RM)  
info@laboratorio-genoma.eu

**MILANO** Laboratori e Studi Medici  
Via Enrico Cialdini, 16  
20161 Milano (MI)  
info@genomamilano.it

CUSTOMER CARE: +39 06164161500

[www.endometriome.it](http://www.endometriome.it)



# ENDOMETRIOME

La nuova dimensione dello studio del **microbioma endometriale** in grado di aumentare i tassi di successo riproduttivo

## Cos'è ENDOMETRIOME™ ?

ENDOMETRIOME™ è un test di screening per lo studio del **microbioma endometriale**.

Il test **identifica la presenza dei più rappresentati batteri** presenti a livello endometriale e di quelli patogeni responsabili di endometrite cronica (CE).

Il test **ENDOMETRIOME™** fornisce **informazioni sull'ambiente microbico uterino**, utili per capire se trasferire l'embrione o attendere ed eseguire un trattamento antimicrobico.

## Benefici

Aiuta lo specialista a proporre un **trattamento correttivo** in caso di **disbiosi** o presenza di patogeni.

Permette allo specialista di **capire il momento giusto** in cui trasferire l'embrione.

Suggerisce la **presenza di endometrite cronica** per avere una cura antibiotica adeguata.

## Per chi è indicato ENDOMETRIOME™ ?

ENDOMETRIOME™ è un test utile in caso di:

Donne con ripetuti fallimenti d'impianto dell'embrione (RIF)

Donne con aborti ricorrenti (RPL)

Tutte le donne che intendono **avere un figlio** per valutare la presenza di **disbiosi** o **CE non diagnosticati** che potrebbero interferire negativamente sull'impianto dell'embrione

## 5 veloci STEP



Richiesta del box **ENDOMETRIOME™**



Compilazione del form di richiesta e del **consenso informato** con dati del paziente.



Raccolta del campione (**biopsia endometriale** o campione del **fluido endometriale**).



Invio del campione al laboratorio.



Ricezione del risultato in **10 giorni**.

Viene fornito un referto con **indicazioni sulla necessità o meno di eseguire un trattamento correttivo**